



Manueller Messtisch EK 75 × 50 MR mit integriertem Messsystem

Spezifikationen

Verfahrbereich	75 × 50 mm
Genauigkeit	±5 µm
Auflösung	< 0,05 µm
Antrieb	X-Achse: Seilzug Y-Achse: Zahnstange – Ritzel
Material	Aluminium
Oberfläche	Eloxalschicht, schwarz lackiert
Arbeitsfläche	verschleißfreie CERASIST®-Oberfläche
Gewicht	ca. 1,7 kg

Bestellinformation

Bestell-Nr.: 00-22-321-0000

Produktmerkmale

- ▣ integriertes Messsystem
- ▣ verschleißfreie CERASIST®-Oberfläche
- ▣ Koaxialtrieb einstellbar in Länge und Friktion für ergonomische Bedienbarkeit
- ▣ für Auflicht- und Durchlicht-Anwendungen

Zubehör

Objekthalter für 1 Objektträger 76 × 26 mm
 (im Lieferumfang enthalten)
 Bestell-Nr.: 00-22-321-2000

Positionsanzeige PROFILER SCD
 (im Lieferumfang entalten)
 Bestell-Nr.: 00-76-900-4830

Weiteres Zubehör für die Mikroskopie
 finden Sie unter: www.marzhauser.com

Abmessungen

