



Manueller Mikroskoptisch EK 100 × 100 für aufrechte Mikroskope

Spezifikationen

Verfahrbereich	max. 102 × 102 mm
Antrieb	Koaxialtrieb / Zahnstange – Ritzel
Material	Aluminium
Oberfläche	Eloxalschicht, schwarz lackiert
Gewicht	ca. 1,6 kg
Belastbarkeit	5,0 kg

Bestellinformation

Bestell-Nr.: 00-22-401-0000

Produktmerkmale

- ▶ für Auflicht- und Durchlicht-Anwendungen
- ▶ anwendungsbezogen austauschbare Einlegerahmen

Zubehör

Glaseinlegeplatte
 (im Lieferumfang enthalten)
 Bestell-Nr.: 00-24-401-0810

Weiteres Zubehör finden Sie unter:

www.marzhauser.com

Abmessungen

