



Einlegerahmen für 1 Objektträger 76 x 26 mm

Abmaße:	160 x 116 x 7 mm (Länge x Breite x Dicke)
Justierung:	4 einstellbare Justierschrauben
Material:	Aluminium, Stahl und Federstahl
Oberfläche:	schwarz eloxiert
Gewicht:	ca. 100 g

Bestellinformationen:

Bestell-Nr.: 00-24-427-8030

Produktmerkmale:

- Einlegerahmen zur Aufnahme von 1 Objektträger 76 x 26 mm (3" x 1")
- kompatibel zu: EK 100 x 80
MTM 100 x 80 MR
SCAN 100 x 80
SCAN 100 x 100

Weiteres Zubehör finden Sie unter:

www.marzhauser.com

