

Scanningtisch SCAN IM 120 × 80 für Olympus IX53 / IX73 / IX83

Spezifikationen

Verfahrensbereich	max. 120 × 80 mm
Verfahrgeschwindigkeit	max. 120 mm/s (mit 2 mm Spindelsteigung)
Wiederholgenauigkeit	< 1 µm ¹ (bidirektional)
Genauigkeit	±3 µm ¹
Auflösung	0,01 µm (kleinste Schrittweite)
Orthogonalität	< 10 arcsec
Motortyp	2-Phasen Schrittmotor
Endschalter	verschleißfreie Hall-Sensoren
Material / Oberfläche	Aluminium / Eloxalschicht, schwarz lackiert
Gewicht	ca. 4,5 kg


Bestellinformation

Bestell-Nr.: 00-24-578-0000

Produktmerkmale

- ▶ flaches, ergonomisches Design mit abgerundeten Kanten
- ▶ geschlossene Oberfläche zur besseren Reinigung
- ▶ ortsfeste Verbindungskabel zwischen Scanningtisch und Steuerung
- ▶ elektronisches Typenschild ETS zur automatischen Erkennung des Scanningtisches und Parametrisierung der Steuerung
- ▶ **5 Jahre Garantie**, sofern der Scanningtisch im System mit der Märzhäuser-Steuerung TANGO betrieben wird

Abmessungen



Zubehör

Einlagerahmen für 1 Objektträger 76 × 26 mm (im Lieferumfang enthalten)
 Bestell-Nr.: 00-29-411-8010

Piezo Z-Tisch 300 µm
 Bestell-Nr.: 00-55-550-0800

Piezo Z-Tisch 500 µm
 Bestell-Nr.: 00-55-600-0801

Versch. Einlagerahmen mit den Abmessungen 160 × 110 × 8 mm

Weiteres Zubehör finden Sie unter:
www.marzhauser.com