



Einlegerahmen nicht
im Lieferumfang enthalten

Scanningtisch SCAN IM 100 × 100 für Nikon Eclipse MA200

Spezifikationen

Verfahrbereich	100 × 100 mm bzw. 48 × 48 mm ¹
Verfahrgeschwindigkeit	max. 120 mm/s
Spindelsteigung	2 mm
Wiederholgenauigkeit	< 1 µm (bidirektional) ²
Genauigkeit	±3 µm ²
Auflösung	0,01 µm (kleinste Schrittweite)
Orthogonalität	≤ 5 arcsec
Motortyp	2-Phasen Schrittmotor
Endschalter	wartungsfreie Hall-Sensoren
Material / Oberfläche	Aluminium / Eloxalschicht, schwarz lackiert
Gewicht	ca. 6,7 kg


Bestellinformation

Bestell-Nr.: 00-24-595-0000

Produktmerkmale

- ▶ für Material-Anwendungen
- ▶ flaches, ergonomisches Design
- ▶ kompatibel mit NIS-Elements in Verbindung mit der TANGO-Steuerung
- ▶ kompatibel mit original Nikon-Objektträgern Ø 108 mm
- ▶ elektronisches Typenschild ETS zur automatischen Erkennung des Scanningtisches und Parametrisierung der Steuerung
- ▶ **5 Jahre Garantie**, sofern der Scanningtisch im System mit der Märzhäuser-Steuerung TANGO betrieben wird

Abmessungen



Zubehör

Einlegeplatte 160 × 110 × 3 mm (für Nikon-Objektträger Ø 108 mm geeignet), Bestell-Nr.: 00-24-595-0013

Tischeinlagen mit Innendurchmesser Ø 30 mm, Bestell-Nr.: 00-0029-0595-2010
 Ø 40 mm, Bestell-Nr.: 00-0029-0595-2010
 Ø 60 mm, Bestell-Nr.: 00-0029-0595-2030

Weiteres Zubehör finden Sie unter:
www.marzhauser.com