

Scanningtisch SCAN IM 130 × 85 für Nikon Eclipse Ts2R

Spezifikationen

Verfahrensbereich	max. 130 × 85 mm
Verfahrgeschwindigkeit	max. 120 mm/s (mit 2 mm Spindelsteigung)
Wiederholgenauigkeit	< 1 µm ¹ (bidirektional)
Genauigkeit	±3 µm ¹
Auflösung	0,01 µm (kleinste Schrittweite)
Orthogonalität	≤ 5 arcsec
Motortyp	2-Phasen-Schrittmotor
Endschalter	Hall-Sensoren
Material / Oberfläche	Aluminium / Eloxalschicht, schwarz lackiert
Gewicht	ca. 7,4 kg (ohne Einlegerahmen)


Bestellinformation

Bestell-Nr.: 00-24-639-0000

Produktmerkmale

- ▶ flaches, ergonomisches Design ermöglicht einfaches Beladen des Scanningtisches
- ▶ geschlossene Oberfläche zur leichten Reinigung
- ▶ ortsfeste Verbindungskabel zwischen Steuerung und Scanningtisch
- ▶ elektronisches Typenschild ETS zur automatischen Erkennung des Scanningtisches
- ▶ **5 Jahre Garantie**, sofern der Scanningtisch im System mit der Märzhäuser-Steuerung TANGO betrieben wird

Abmessungen



Zubehör

Einlegerahmen für 1 Objektträger 76 × 26 mm
 (im Lieferumfang enthalten)
 Bestell-Nr.: 00-29-411-8010

Weiteres Zubehör finden Sie unter:
www.marzhauser.com