


Drehbare Waferhalter für Mikroskop- und Messtische


1/2

Waferhalter für 3" und 4" Wafer




Bestell-Nr.	00-29-440-8000
Abmessungen	116 × 116 × 13,2 mm (L × B × H)
Aufnahme	Metalleinlegeplatte 116 × 116 mm
Material	Aluminium, Stahl und Kunststoff
Oberfläche	Eloxalschicht, schwarz lackiert
Kompatibilität	EK 100 × 100

Waferhalter für 3" und 4" Wafer




Bestell-Nr.	00-29-441-8000
Abmessungen	160 × 116 × 13,2 mm (L × B × H)
Aufnahme	Metalleinlegeplatte 160 × 116 mm
Material	Aluminium, Stahl und Kunststoff
Oberfläche	Eloxalschicht, schwarz lackiert
Kompatibilität	MTM 105 × 105 MR, SCAN 100 × 100, SCAN ^{plus} 100 × 100

Waferhalter für 5" und 6" Wafer



Bestell-Nr.	00-29-640-8000
Abmessungen	168 × 168 × 16,2 mm (L × B × H)
Aufnahme	Metalleinlegeplatte 168 × 168 mm
Material	Aluminium, Stahl und Kunststoff
Oberfläche	Eloxalschicht, schwarz lackiert
Kompatibilität	EK 150 × 150, MTM 150 × 150 MR, SCAN 150 × 150, SCAN ^{plus} 150 × 150

Waferhalter für 5", 6" und 8" Wafer




Bestell-Nr.	00-29-840-8000
Abmessungen	246 × 246 × 16 mm (L × B × H)
Aufnahme	Metalleinlegeplatte 246 × 246 mm
Material	Aluminium, Stahl und Kunststoff
Oberfläche	Eloxalschicht, schwarz lackiert
Kompatibilität	EK 200 × 200, MTM 200 × 200 MR, SCAN 200 × 200, SCAN ^{plus} 200 × 200

Drehbare Waferhalter für Mikroskop- und Messtische


2/2

Waferhalter für 6", 8" und 12" Wafer



Bestell-Nr.	00-29-340-8000
Abmessungen	300,4 × 16 mm (D × H)
Aufnahme	Metalleinlegeplatte 246 × 246 mm
Material	Aluminium, Stahl und Kunststoff
Oberfläche	Eloxalschicht, schwarz lackiert
Kompatibilität	EK 200 × 200, MTM 200 × 200 MR, SCAN 200 × 200, SCAN ^{plus} 200 × 200

Waferhalter für 6", 8" und 12" Wafer



Bestell-Nr.	00-29-340-9000
Abmessungen	300,4 × 16 mm (D × H)
Aufnahme	Gewinde im Oberteil des Mikroskoptisches
Material	Aluminium, Stahl, Messing und Kunststoff
Oberfläche	Eloxalschicht, schwarz lackiert
Kompatibilität	EK 300 × 300, SCAN 300 × 300