



Drehbare Vakuumwaferhalter für Mikroskop- und Messtische

Vakuumwaferhalter für 2", 3" und 4" Wafer




| | |
|----------------|--|
| Bestell-Nr. | 00-29-660-8000 |
| Abmessungen | 160 × 116 × 21,5 mm (L × B × H) |
| Aufnahme | Metalleinlegeplatte 160 × 116 mm |
| Material | Aluminium, Stahl und Kunststoff |
| Oberfläche | Eloxalschicht, schwarz lackiert |
| Kompatibilität | MTM 105 × 105 MR, SCAN 100 × 100, SCAN ^{plus} 100 × 100 |

Vakuumwaferhalter für 5" und 6" Wafer




| | |
|----------------|--|
| Bestell-Nr. | 00-29-650-8000 |
| Abmessungen | 168 × 168 × 24,5 mm (L × B × H) |
| Aufnahme | Metalleinlegeplatte 168 × 168 mm |
| Material | Aluminium, Stahl und Kunststoff |
| Oberfläche | Eloxalschicht, schwarz lackiert |
| Kompatibilität | EK 150 × 150, MTM 150 × 150 MR, SCAN 150 × 150, SCAN ^{plus} 150 × 150 |

Vakuumwaferhalter für 6" und 8" Wafer



| | |
|----------------|--|
| Bestell-Nr. | 00-29-850-8000 |
| Abmessungen | 200,4 × 200,4 × 24,5 mm (L × B × H) |
| Aufnahme | Metalleinlegeplatte 246 × 246 mm |
| Material | Aluminium, Stahl und Kunststoff |
| Oberfläche | Eloxalschicht, schwarz lackiert |
| Kompatibilität | EK 200 × 200, MTM 200 × 200 MR, SCAN 200 × 200, SCAN ^{plus} 200 × 200 |

Vakuumwaferhalter für 8" und 12" Wafer



| | |
|----------------|--|
| Bestell-Nr. | 00-29-350-8000 |
| Abmessungen | 300,4 × 18,5 mm (D × H) |
| Aufnahme | Gewinde im Oberteil des Mikroskoptisches |
| Material | Aluminium, Stahl und Kunststoff |
| Oberfläche | Eloxalschicht, schwarz lackiert |
| Kompatibilität | EK 300 × 300, SCAN 300 × 300, SCAN ^{plus} 300 × 300 |