



▶ **Manueller Messtisch MT 50 x 50 MR** mit integriertem Messsystem

Messbereich:	50 x 50 mm (2" x 2")
Genauigkeit:	Längenmessunsicherheit in $\mu\text{m}$ beträgt: Messlänge / 40 +2,5
Auflösung:	< 0,05 $\mu\text{m}$
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxalschicht, schwarz lackiert
Gewicht:	1,4 kg
Belastbarkeit:	5 kg

**Bestellinformation**

MT 50 x 50 MR,  
 Bestell-Nr.: 00-30-119-0000

**Produktmerkmale**

- ▶ mit integriertem Messsystem
- ▶ für Auflicht- und Durchlicht-Anwendungen

**Zubehör**

Glaseinlegeplatte (im Lieferumfang enthalten)  
 Bestell-Nr.: 00-30-101-0810

Positionsanzeige PROFILER SCD  
 (im Lieferumfang enthalten)  
 Bestell-Nr.: 00-76-900-4830

Weiteres Zubehör finden Sie unter:  
[www.marzhauser.com](http://www.marzhauser.com)

**Abmaße:**

