



Manueller Messtisch MTM 105 × 105 MR mit integriertem Messsystem

Spezifikationen

Messbereich	Auflicht: 105 × 105 mm Durchlicht: 105 × 85 mm
Genauigkeit	±1 µm
Auflösung	0,05 µm (kleinste Schrittweite)
Antrieb	Zahnstange/Ritzel
Material	Aluminium
Oberfläche	Eloxalschicht, schwarz lackiert
Belastbarkeit	2,5 kg
Gewicht	ca. 4,0 kg

Bestellinformation

Bestell-Nr.: 00-31-416-0000

Produktmerkmale

- ▶ höchste Genauigkeit durch integrierte lineare Messsysteme
- ▶ für Auflicht- und Durchlicht-Anwendungen
- ▶ inkl. Positionsanzeige PROFILER SCD

Zubehör

Glaseinlegeplatte
 (im Lieferumfang enthalten)
 Bestell-Nr.: 00-24-427-0810

Positionsanzeige PROFILER SCD
 (im Lieferumfang enthalten)
 Bestell-Nr.: 00-76-900-4830

Versch. Einlagerahmen
 mit den Abmessungen 160 x 116 mm

Weiteres Zubehör finden Sie unter:
www.marzhauser.com

Abmessungen

