

Motorischer Messtisch MT mot 100 × 100 MR mit integriertem Messsystem

Spezifikationen

Verfahrensbereich	max. 100 × 100 mm
Verfahrgeschwindigkeit	max. 60 mm/s (1 mm Spindelsteigung) max. 120 mm/s (2 mm Spindelsteigung)
Wiederholgenauigkeit	< 1 µm (bi-direktional) ¹
Genauigkeit	±1 µm ¹
Auflösung	< 0,05 µm (kleinste Schrittweite)
Motor	2-Phasen Schrittmotor
Material	Aluminium
Oberfläche	Eloxalschicht, schwarz lackiert
Belastbarkeit	5,0 kg
Gewicht	ca. 7,5 kg


Bestellinformationen

Bestell-Nr.: 00-34-403-0000 (1 mm)
 Bestell-Nr.: 00-34-404-0000 (2 mm)

Produktmerkmale

- ▶ für Auf- und Durchlicht-Messungen
- ▶ höchste Genauigkeit durch integrierte lineare Messsysteme
- ▶ elektronisches Typenschild ETS zur automatischen Erkennung des Messtisches und Parametrisierung der Steuerung
- ▶ **5 Jahre Garantie**, sofern der Scanningtisch im System mit der Märzhäuser-Steuerung TANGO betrieben wird

Abmessungen



Zubehör

Glaseinlegeplatte
 (im Lieferumfang enthalten)
 Bestell-Nr.: 00-34-401-0810

Weiteres Zubehör finden Sie unter:
www.marzhauser.com