

► Motorischer Messtisch MT mot 50 x 50 für Härteprüfung

Messbereich:	50 x 50 mm
Wiederholgenauigkeit:	< 1 µm
Genauigkeit:	Längenmessunsicherheit in µm beträgt: Messlänge / 40 +2,5
Auflösung:	< 0,01 µm
Motor:	2-Phasen Schrittmotor
Max. Verfahrensgeschwindigkeit:	60 mm/s, mit 1 mm Spindelsteigung
Gewicht:	3.500 g
Belastbarkeit:	5.000 g


Bestellinformation

MT mot 50 x 50,
mit 1 mm Spindelsteigung
Bestell-Nr.: 00-36-109-0000

Produktmerkmale

- für Härteprüfung
- flaches Design

Abmaße:



Zubehör

Weiteres Zubehör finden Sie unter:
www.marzhauser.com