




1-Achsen-Joystick für TANGO-Steuerungen

Spezifikationen

Steuerbare Achsen	1 (Z)
Schnittstelle	HD D-Sub 15-pol. Stecker Anschluss an TANGO HDI
Material/Oberfläche	Bedienfläche: Folientastatur Gehäuse: ABS-Kunststoff mit Haptiklack Gehäuseboden: Edelstahl
Abmessungen	229 × 122 × 90 mm (L × B × H)
Gewicht	ca. 1,0 kg

Abmessungen



Bestellinformation

1-Achsen-Joystick (Z-Achse)
 Bestell-Nr.: 00-76-100-0823

1-Achsen-Joystick (alternative Achse)
 Bestell-Nr.: auf Anfrage

Produktmerkmale

- ▶ feinfühlig, manuelle Positionierung
- ▶ vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten
- ▶ freie und präzise Programmierung der max. Verfahrensgeschwindigkeit
- ▶ Steuerung der LED-Beleuchtung
LED 100 möglich
- ▶ 4 programmierbare Funktionstasten (z. B. für Positionsspeicherung, Geschwindigkeitsumschaltung usw.)
- ▶ Folientastatur mit hoher Lebensdauer
- ▶ griffsympathischer, unempfindlicher Haptiklack an den Seitenflächen
- ▶ einfache Reinigung

Weiteres Zubehör für die Mikroskopie finden Sie unter: www.marzhauser.com