



## 2-Achsen-Joystick für TANGO-Steuerungen

### Spezifikationen

Steuerbare Achsen	2 (XY)
Schnittstelle	HD D-Sub 15-pol. Stecker Anschluss an TANGO HDI
Material/Oberfläche	Bedienfläche: Folientastatur Gehäuse: ABS-Kunststoff mit Haptiklack Gehäuseboden: Edelstahl
Abmessungen	229 × 122 × 90 mm (L × B × H)
Gewicht	ca. 1,0 kg


### Bestellinformation

2-Achsen-Joystick  
 Bestell-Nr.: 00-76-200-0820

### Produktmerkmale

- ▶ feinfühlig, manuelle Positionierung
- ▶ vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten
- ▶ freie und präzise Programmierung der max. Verfahrensgeschwindigkeit
- ▶ Steuerung der LED-Beleuchtung  
LED 100 möglich
- ▶ 4 programmierbare Funktionstasten (z. B. für Positionsspeicherung, Geschwindigkeitsumschaltung usw.)
- ▶ Folientastatur mit hoher Lebensdauer
- ▶ griffsympathischer, unempfindlicher Haptiklack an den Seitenflächen
- ▶ einfache Reinigung

### Abmessungen



Weiteres Zubehör für die Mikroskopie finden Sie unter: [www.marzhauser.com](http://www.marzhauser.com)