



3-Achsen-Joystick für TANGO-Steuerungen

Spezifikationen

| | |
|---------------------|---|
| Steuerbare Achsen | 3 (XYZ) |
| Schnittstelle | HD D-Sub 15-pol. Stecker Anschluss an TANGO HDI |
| Material/Oberfläche | Bedienfläche: Folientastatur Gehäuse: ABS-Kunststoff mit Haptiklack Gehäuseboden: Edelstahl |
| Abmessungen | 229 × 122 × 96 mm (L × B × H) |
| Gewicht | ca. 1,0 kg |


Bestellinformation

3-Achsen-Joystick
 Bestell-Nr.: 00-76-300-0820

Produktmerkmale

- ▶ feinfühlig, manuelle Positionierung
- ▶ vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten
- ▶ freie und präzise Programmierung der max. Verfahrensgeschwindigkeit
- ▶ Steuerung der LED-Beleuchtung
LED 100 möglich
- ▶ 4 programmierbare Funktionstasten (z. B. für Positionsspeicherung, Geschwindigkeitsumschaltung usw.)
- ▶ Folientastatur mit hoher Lebensdauer
- ▶ griffsympthischer, unempfindlicher Haptiklack an den Seitenflächen
- ▶ einfache Reinigung

Abmessungen



Weiteres Zubehör für die Mikroskopie
 finden Sie unter: www.marzhauser.com