



### 3-Achsen-Joystick mit Multifunktionsrad für TANGO-Steuerungen

#### Spezifikationen

Steuerbare Achsen	3 (XYZ)
Schnittstelle	HD D-Sub 15-pol. Stecker Anschluss an TANGO HDI
Material/Oberfläche	Bedienfläche: Folientastatur Gehäuse: ABS-Kunststoff mit Haptiklack Gehäuseboden: Edelstahl
Abmessungen	229 × 139 × 90 mm (L × B × H)
Gewicht	ca. 1,0 kg


#### Bestellinformation

3-Achsen-Joystick  
 mit Multifunktionsrad  
 Bestell-Nr.: 00-76-300-0821

#### Produktmerkmale

- ▶ feinfühlig, manuelle Positionierung
- ▶ seitlich angebrachtes Multifunktionsrad ermöglicht eine ergonomische Arbeitsweise
- ▶ vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten
- ▶ Zuordnung des Multifunktionsrads zu einer beliebigen Achse
- ▶ freie und präzise Programmierung der max. Verfahrensgeschwindigkeit
- ▶ Steuerung der LED-Beleuchtung LED 100 per Multifunktionsrad möglich
- ▶ 4 programmierbare Funktionstasten (z. B. für Positionsspeicherung, Geschwindigkeitsumschaltung usw.)
- ▶ Folientastatur mit hoher Lebensdauer
- ▶ griffsympathischer, unempfindlicher Haptiklack an den Seitenflächen
- ▶ einfache Reinigung

#### Abmessungen



Weiteres Zubehör für die Mikroskopie finden Sie unter: [www.marzhauser.com](http://www.marzhauser.com)