



3-Achsen-Joystick digital für TANGO-Steuerungen

Spezifikationen

Steuerbare Achsen	3 (XYZ)
Schnittstelle	HDI digital (Mini-USB)
Material/Oberfläche	Bedienfläche: Folientastatur Gehäuse: ABS-Kunststoff mit Haptiklack Gehäuseboden: Edelstahl
Kabellänge	2,9 m
Gewicht	ca. 1,0 kg


Bestellinformation

3-Achsen-Joystick digital
 Bestell-Nr.: 00-76-300-1820

Produktmerkmale

- ▶ feinfühlig, manuelle Positionierung
- ▶ vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten
- ▶ freie und präzise Programmierung der max. Verfahrensgeschwindigkeit
- ▶ Steuerung der LED-Beleuchtung
LED 100 möglich
- ▶ 4 programmierbare Funktionstasten (z. B. für Positionsspeicherung, Geschwindigkeitsumschaltung usw.)
- ▶ Folientastatur mit hoher Lebensdauer
- ▶ griffsympthischer, unempfindlicher Haptiklack an den Seitenflächen
- ▶ einfache Reinigung

Abmessungen



Kompatibilität

Der 3-Achsen-Joystick digital ist kompatibel zu allen TANGO-Steuerungen mit digitaler HDI-Schnittstelle (z. B. TANGO integrale, TANGO 3 mini).