



## 3-Achsen-Joystick digital mit Multifunktionsrad für TANGO-Steuerungen

### Spezifikationen

Steuerbare Achsen	3 (XYZ)
Schnittstelle	HDI digital (Mini-USB)
Material/Oberfläche	Bedienfläche: Folientastatur Gehäuse: ABS-Kunststoff mit Haptiklack Gehäuseboden: Edelstahl
Kabellänge	2,9 m
Gewicht	ca. 1,0 kg

### Bestellinformation

3-Achsen-Joystick digital  
 mit Multifunktionsrad  
 Bestell-Nr.: 00-76-300-1821

### Produktmerkmale

- ▶ feinfühlige, manuelle Positionierung
- ▶ seitliches Multifunktionsrad ermöglicht eine ergonomische Arbeitsweise
- ▶ vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten, z. B. Steuerung einer beliebigen Achse oder der LED-Beleuchtung LED 100 per Multifunktionsrad
- ▶ freie und präzise Programmierung der max. Verfahrensgeschwindigkeit
- ▶ 4 programmierbare Funktionstasten
- ▶ Folientastatur mit hoher Lebensdauer
- ▶ griffsympathischer, unempfindlicher Haptiklack an den Seitenflächen
- ▶ einfache Reinigung

### Kompatibilität

Der 3-Achsen-Joystick digital mit Multifunktionsrad ist kompatibel zu allen TANGO-Steuerungen mit digitaler HDI-Schnittstelle (z. B. TANGO integrale, TANGO 3 mini).

### Abmessungen

