



## 2-Achsen-Joystick für TANGO-Steuerungen

Spezifikationen	analog	digital
Steuerbare Achsen	2 (XY)	
Schnittstelle	HD D-Sub 15-pol.	Mini-USB
Kompatibilität	TANGO Desktop TANGO PCI-E	TANGO Desktop neo TANGO PCI-E neo TANGO 3 mini <sup>1</sup> TANGO integrale <sup>1</sup>
Material/Oberfläche	Bedienfläche: Folientastatur Gehäuse: ABS-Kunststoff mit Haptiklack Gehäuseboden: Edelstahl	
Abmessungen	229 × 122 × 90 mm (L × B × H)	
Gewicht	ca. 1,0 kg	

### Bestellinformation

2-Achsen-Joystick analog  
 Bestell-Nr.: 00-7604-0200-0000

2-Achsen-Joystick digital  
 Bestell-Nr.: 00-7604-1200-0000

### Produktmerkmale

- ▣ feinfühlig, manuelle Positionierung
- ▣ vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten
- ▣ freie und präzise Programmierung der max. Verfahrensgeschwindigkeit
- ▣ Steuerung der LED-Beleuchtung  
LED 100 möglich
- ▣ 4 programmierbare Funktionstasten (z. B. für Positionsspeicherung, Geschwindigkeitsumschaltung usw.)
- ▣ Folientastatur mit hoher Lebensdauer
- ▣ griffsympathischer, unempfindlicher Haptiklack an den Seitenflächen
- ▣ einfache Reinigung

Weiteres Zubehör für die Mikroskopie finden Sie unter: [www.marzhauser.com](http://www.marzhauser.com)

### Abmessungen

