



Einlegeplatte/Tischeinlage
 nicht im Lieferumfang enthalten

Scanningtisch SCAN IM 100 × 45 für Leica DMI3000 – DMI6000, DMi8

Spezifikationen

Verfahrensbereich	max. 100 × 45 mm
Verfahrgeschwindigkeit	max. 120 mm/s (2 mm Spindelsteigung)
Wiederholgenauigkeit	< 1 µm ¹ (bidirektional)
Genauigkeit	±3 µm ¹
Auflösung	0,05 µm (kleinste Schrittweite)
Orthogonalität	≤ 5 arcsec
Motortyp	2-Phasen Schrittmotor
Endschalter	verschleißfreie Hall-Sensoren
Material / Oberfläche	Aluminium / Eloxalschicht, schwarz lackiert
Gewicht	ca. 5,1 kg

Bestellinformation

Bestell-Nr.: 31-24-433-0000

Produktmerkmale

- ▶ flaches, ergonomisches Design mit abgerundeten Kanten
- ▶ geschlossene Oberfläche zur besseren Reinigung
- ▶ ortsfeste Verbindungskabel zwischen Scanningtisch und Steuerung
- ▶ **5 Jahre Garantie**, sofern der Scanningtisch im System mit der Märzhäuser-Steuerung TANGO betrieben wird


Zubehör

Einlegeplatte für Tischeinlage 160 × 130 mm
 Bestell-Nr.: 31-27-344-0016

Tischeinlage mit Öffnung

- Ø 5 mm, Bestell-Nr.: 31-27-344-2005
- Ø 10 mm, Bestell-Nr.: 31-27-344-2010
- Ø 20 mm, Bestell-Nr.: 31-27-344-2020
- Ø 30 mm, Bestell-Nr.: 31-27-344-2030
- Ø 40 mm, Bestell-Nr.: 31-27-344-2040

Abmessungen



Weitere Produkte finden Sie unter:

www.marzhauser.com