



Scanningtisch SCAN 200 × 200 für Nikon Eclipse L200 / L200N

Spezifikationen

Verfahrbereich	max. 200 × 200 mm
Verfahrgeschwindigkeit	max. 120 mm/s (mit 2 mm Spindelsteigung) max. 240 mm/s (mit 4 mm Spindelsteigung)
Wiederholgenauigkeit	< 1 µm (bidirektional) ¹
Genauigkeit	±3 µm ¹
Auflösung	0,01 µm (kleinste Schrittweite)
Orthogonalität	≤ 5 arcsec
Motortyp	2-Phasen Schrittmotor
Endschalter	verschleißfreie Hall-Sensoren
Material / Oberfläche	Aluminium / Eloxalschicht, schwarz lackiert
Gewicht	ca. 8,9 kg

Bestellinformation

Bestell-Nr.: 45-24-836-0000 (2 mm)
 Bestell-Nr.: 45-24-837-0000 (4 mm)

Produktmerkmale

- ▣ flaches, ergonomisches Design mit abgerundeten Kanten
- ▣ **5 Jahre Garantie**, sofern der Scanningtisch im System mit der Märzhäuser-Steuerung TANGO betrieben wird


Zubehör

Metalleinlegeplatte
 (im Lieferumfang enthalten)
 Bestell-Nr.: 00-24-801-0011

Waferhalter
 drehbar, für 5", 6" und 8" Wafer
 Bestell-Nr.: 45-0029-0810-1000

Vakuumwaferhalter
 drehbar, für 6" und 8" Wafer
 Bestell-Nr.: 45-0029-0800-1000

Abmessungen



Weitere Produkte finden Sie unter:

www.marzhauser.com