




Scanningtisch SCAN 300 × 300 für Olympus MX61L / MX63L

Spezifikationen

Verfahrbereich	300 × 300 mm
Verfahrgeschwindigkeit	max. 240 mm/s (mit 4 mm Spindelsteigung)
Wiederholgenauigkeit	< 1 µm ¹ (bidirektional)
Genauigkeit	±3 µm ¹
Auflösung	0,01 µm (kleinste Schrittweite)
Orthogonalität	≤ 5 arcsec
Motortyp	2-Phasen Schrittmotor
Endschalter	Lichtschranken
Material / Oberfläche	Aluminium / Eloxalschicht, schwarz lackiert
Gewicht	ca. 18 kg


Bestellinformation

Bestell-Nr.: 48-24-124-0000

Produktmerkmale

- ▶ geschlossene Tischplatte für Auflicht-Anwendungen
- ▶ elektronisches Typenschild ETS zur automatischen Erkennung des Scanningtisches und Parametrisierung der Steuerung
- ▶ **5 Jahre Garantie**, sofern der Scanningtisch im System mit der Märzhäuser-Steuerung TANGO betrieben wird

Abmessungen



Zubehör

Vakuumwaferhalter
 drehbar, für 8" und 12" Wafer
 Bestell-Nr.: 00-29-350-8000

Weitere Produkte finden Sie unter:

www.marzhauser.com