



Einlegerahmen nicht im Lieferumfang enthalten

Scanningtisch SCAN IM 120 × 80 für Olympus IX53 / IX73 / IX83

Spezifikationen

Verfahrbereich	max. 120 × 80 mm	
Verfahrgeschwindigkeit	max. 120 mm/s (mit 2 mm Spindelsteigung)	
Wiederholgenauigkeit ¹	0,2 µm (unidirektional)	1 µm (bidirektional)
Genauigkeit ¹	±3 µm	
Auflösung	0,01 µm (kleinste Schrittweite)	
Orthogonalität	< 10 arcsec	
Motor	2-Phasen Schrittmotor	
Endschalter	verschleißfreie Hallsensoren	
Material / Oberfläche	Aluminium / Eloxalschicht, schwarz lackiert	
Gewicht	ca. 4,6 kg	

Bestellinformation

Bestell-Nr.: 48-24-580-0000

Produktmerkmale

- ▶ flaches, ergonomisches Design mit abgerundeten Kanten
- ▶ geschlossene Oberfläche zur besseren Reinigung
- ▶ ortsfeste Verbindungskabel zwischen Scanningtisch und Steuerung
- ▶ elektronisches Typenschild ETS zur automatischen Erkennung des Scanningtisches und Parametrisierung der Steuerung
- ▶ geeignet für IX3-Systeme mit DICTA-Modul
- ▶ **5 Jahre Garantie**, sofern der Scanningtisch im System mit der Märzhäuser-Steuerung TANGO betrieben wird

Zubehör

Piezo Z-Tisch
 Bestell-Nr.: 00-55-550-0800

Versch. Einlegerahmen mit den Abmessungen 160 × 110 × 8 mm

Weiteres Zubehör finden Sie unter:
www.marzhauser.com

Abmessungen

