


Analoges Anbaumikrometer, beispielhafte Darstellung
 Bestell-Nr. 00-30-000-6804




Digitales Anbaumikrometer, Bestell-Nr. 00-99-901-4889

Anbaumikrometer für manuelle Messtische

Abmessungen



Analoges Anbaumikrometer, beispielhafte Darstellung
 Bestell-Nr. 00-30-000-6804



Digitales Anbaumikrometer, Bestell-Nr. 00-99-901-4889

Produktmerkmale

- ▶ Analog
 - ▶ Spindelsteigung: 0,5 mm
 - ▶ Genauigkeit nach DIN 863-1
 - ▶ Gewinde gehärtet und geschliffen
- ▶ Digital
 - ▶ digitaler Schritt: 0,00005 inch / 0,001 mm
 - ▶ max. zulässiger Fehler: ±0,00015 inch / ±0,0038 mm
 - ▶ nicht rotierende Spindel

Weitere Produkte finden Sie unter:
www.marzhauser.com

Messbereich	Anzeige	Auflösung	Trommel	Einspannschaft	Bestell-Nr.
25 mm	analog	10 µm	20 mm	12 mm	00-30-000-6801
25 mm	analog	5 µm	30 mm	12 mm	00-30-000-6802
50 mm	analog	10 µm	20 mm	12 mm	00-30-000-6804
50 mm	analog	5 µm	30 mm	12 mm	00-30-000-6805
50 mm	digital (inch/metrisch)	1 µm	–	18 mm	00-99-901-4889