


Zubehör für Scanningtische der SCAN- und SCAN^{plus}-Serie


Einlegerahmen mit Klemmblech



Einlegerahmen für	Abmessungen	Bestell-Nr.
1 Objektträger 76 × 26 mm	160 × 116 × 3 mm	00-24-527-1000
1 Objektträger 76 × 26 mm	160 × 116 × 7 mm	00-24-427-8030

Material: Aluminium, Stahl
 Oberfläche: Eloxalschicht, schwarz lackiert


Einlegerahmen mit Niederhalter



Einlegerahmen für	Abmessungen	Bestell-Nr.
1 Objektträger 76 × 26 mm	116 × 116 × 7 mm	00-29-401-8010
2 Objektträger 76 × 26 mm	160 × 116 × 7 mm	00-24-427-8020
1 Objektträger 76 × 26 mm, drehbar	160 × 116 × 7 mm	00-24-427-8090
1 Objektträger 76 × 26 mm oder 76 × 52 mm	200 × 148 × 3 mm	48-24-520-2000

Material: Aluminium, Stahl, Messing
 Oberfläche: Eloxalschicht, schwarz lackiert


Einlegerahmen mit Eckandruck



Einlegerahmen für	Abmessungen	Bestell-Nr.
4 Objektträger 76 × 26 mm	160 × 116 × 7 mm	00-24-427-8070
4 Objektträger 76 × 26 mm	200 × 148 × 7 mm	00-24-520-1000
4 Objektträger 76 × 26 mm	200 × 148 × 3 mm	48-24-520-3000
8 Objektträger 76 × 26 mm	313 × 148 × 7 mm	00-24-505-1100

Material: Aluminium, Stahl, Messing
 Oberfläche: Eloxalschicht, schwarz lackiert, hell verchromt


Universal-Einlegerahmen



Universal-Einlegerahmen für	Abmessungen	Bestell-Nr.
Proben mit Ø 20–74 mm, Objektträger 76 × 26 mm oder 76 × 52 mm	160 × 116 × 7 mm	00-24-427-8150
Proben mit Ø 20–74 mm, Objektträger 76 × 26 mm oder 76 × 52 mm	200 × 148 × 7 mm	00-24-520-8150

Material: Aluminium, Stahl
 Oberfläche: Eloxalschicht, schwarz lackiert


Glaseinlegeplatten



Abmessungen	Bestell-Nr.
116 × 116 × 3 mm	00-24-401-0810
160 × 116 × 3 mm	00-24-427-0810
168 × 168 × 3 mm	00-24-601-0810
200 × 148 × 3 mm	48-24-520-0810
246 × 246 × 4 mm	00-24-801-0810
273 × 116 × 3 mm	00-24-434-0810
313 × 148 × 3 mm	00-24-491-0810

Material: Floatglas

Metalleinlegeplatten



Abmessungen	Bestell-Nr.
116 × 116 × 3 mm	00-24-401-0011
160 × 116 × 3 mm	00-24-427-0011
168 × 168 × 3 mm	00-24-601-0011
200 × 148 × 3 mm	48-24-520-0011
246 × 246 × 6 mm	00-24-801-0011
313 × 148 × 6 mm	00-24-505-0011

Material: Aluminium
 Oberfläche: Eloxalschicht, schwarz lackiert