Märzhäuser Wetzlar GmbH & Co. KG
In der Murch 15 | 35579 Wetzlar | Germany
Tel.: +49 6441 9116-0 | Fax: +49 6441 9116-40
info@marzhauser.com | www.marzhauser.com





Abb. zeigt
Bestell-Nr. 00-0023-0827-0000

Manueller Mikroskoptisch EK 200 × 200 für aufrechte Mikroskope

Spezifikationen

Verfahrbereich	max. 205 × 205 mm (8" × 8")
Antrieb	selbstbremsender Koaxialtrieb, Reibtrieb mit Schnellverstellung
Material	Aluminium
Oberfläche	Eloxalschicht, schwarz lackiert
Gewicht	00-0023-0817-0000 ca. 7,3 kg 00-0023-0827-0000 ca. 8,7 kg 48-0023-0807-0000 ca. 8,1 kg
Belastbarkeit	max. 5 kg

Abmessungen



Standleisten nicht dargestellt,
Länge der Führungsstange variiert je nach Ausführung

Bestellinformation

Standleisten	Bestell-Nr.
gerade, 90 mm	00-0023-0817-0000
L-förmig, 130 mm	00-0023-0827-0000
L-förmig, 90 mm	48-0023-0807-0000

Produktmerkmale

- genaue Feinpositionierung mittels selbstbremsendem Koaxialtrieb
- Schnellverstellung ermöglicht mühelose Probenpositionierung
- gerade bzw. L-förmige Standleisten

Zubehör

Metalleinlegeplatte 246 × 246 × 6 mm
(im Lieferumfang enthalten)
Bestell-Nr.: 00-24-801-0011

Glaseinlegeplatte 246 × 246 × 4 mm
Bestell-Nr.: 00-24-801-0810

Weitere Produkte finden Sie unter:
www.marzhauser.com

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Änderungen vorbehalten.
Stand: Oktober 2026